

Urinary Oxalate Enzymatic Method (Automated&Manual)

جهت جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته 10 ml اسید کلریدریک غلیظ در یک ظرف ریخته و نمونه روی آن جمع آوری شود. یک میلی لیتر از نمونه ادرار 24 ساعته را با یک میلی لیتر محلول رقیق کننده ادرار (شماره 5) مخلوط کرده و pH آنرا با سود یک نرمال بین 5 الی 7 تنظیم نمائید. در مرحله بعد دو قاشق سر صاف از زغال اکتیو (معرف شماره 3) اضافه کرده و به مدت 5 دقیقه باشیکر مخلوط کرده و آن را توسط کاغذ صافی با اندازه کوچک صاف کرده از محلول صاف شده به عنوان نمونه استفاده گردد. همچنین میتوانید به جای استفاده از کاغذ صافی مخلوط ادرار و زغال را به مدت 10 دقیقه با دور 3000 rpm سانتریفوژ نمائید و سپس از لایه شفاف میانی با دقت 50 میکرولیتر جهت آزمایش بردارید. (کنترل و کالیبراتورها نیاز به مراحل آماده سازی ندارند).

کالیبراتورها و کنترل ها:

جهت کالیبراسیون از استاندارد اگزالات و یا کالیبراتورهای معتبر و جهت کنترل از کنترلهای معتبر تجاری استفاده گردد.

نمونه: ادرار

روش کار:

1-دستگاهی:

جهت نصب روی دستگاههای مختلف با شرکت درمان فراز کاو تماس بگیرید.

2-روش دستی:

در سه لوله آزمایش شرح جدول زیر عمل نمائید:

B (µl)	S (µl)	T (µl)	
—	—	50	ادرار صاف شده
—	50	—	استاندارد
50	—	—	آب مقطر
1000	1000	1000	*معرف رنگزا تهیه شده
250	250	250	محلول آنزیمی آماده شده

کاملاً مخلوط نموده و به مدت 10 دقیقه در حرارت 37°C قرار دهید سپس جذب لوله های T و S را در مقابل لوله B (بلانک) در طول موج 590 nm بخوانید

محاسبات:

$$\text{Abs.T} \times 0.25 \times 2 = \text{Abs.S} \times (\text{غلظت اگزالات ادرار})$$

اگزالات ادرار 24 ساعته:

$$\text{mmol/L} = \frac{\text{mmol/L} \times 24\text{h}}{24\text{h}}$$

(برای تبدیل mmol/L به mg/L نتیجه را در عدد 90 ضرب نمایند)

مقدمه:

اندازه گیری اگزالات ادرار در بیماران مبتلا به سنگ های کلیوی و بیماری که تحت شرایطی مستعد افزایش دفع اگزالات هستند (سندروم های اولیه و ثانویه هیپراگزالاتوریک) حائز اهمیت کلینیکی است.

اصول متد:

بیشتر متدهای معمولی برای اندازه گیری اگزالات ادرار شامل جدا سازی آن از مواد تداخلگر موجود در ادرار از طریق رسوب گیری، استخراج با کروماتوگرافی و اندازه گیری اگزالاتیک اسید به روشهایی چون تیتراسیون حجمی کلریمتری، اسپکتروسکوپی جذب اتمی، فلوریمتری و کروماتوگرافی مایع می باشد که علاوه بر طولانی بودن مراحل آن هر یک به نوبه خود دارای عیوبی بوده و از طرفی میزان بازیابی متد پایین است. در این متد از روش آنزیمی استفاده شده که در آن اگزالات ادرار توسط آنزیم اگزالات اکسیداز به دی اکسید کربن و پراکسید هیدروژن تبدیل می گردد. پراکسید هیدروژن ایجاد شده سپس در حضور آنزیم پراکسیداز با اکسیداسیون کروموزن مناسب ایجاد کمپلکس رنگی نموده که به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری می گردد و شدت رنگ آن متناسب با غلظت اگزالات خواهد بود.

معرف ها:

1. محلول بافر
2. معرف آنزیمی لیوفیلیزه
3. زغال اکتیو
4. استاندارد اسید اگزالاتیک (0.25 mM)
5. محلول رقیق کننده ادرار
6. معرف رنگزا لیوفیلیزه

*طرز تهیه معرف رنگزا:

جهت تهیه این معرف مقداری از بافر شماره (1) را به ویال شماره (6) اضافه کرده و پس از حل شدن به ظرف حاوی بافر شماره (1) منتقل نموده مخلوط کنید. این معرف در یخچال حداقل به مدت چهار ماه پایدار است.

طرز تهیه معرف آنزیمی:

به هر ویال معرف شماره 2 به میزان 1 ml آب مقطر اضافه کرده و به مدت 5 دقیقه در حرارت اتاق قرار داده تا آنزیم حل شود. (این محلول حداقل به مدت سه هفته در یخچال پایدار است).

شرایط نگهداری و پایداری محلول ها:

معرفهای مذکور در صورتی که دور از آلودگی و تابش مستقیم نور در یخچال نگهداری شوند تا تاریخ مندرج روی آنها پایدارند. از فریز نمودن محلولها خودداری شود.

بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد:

در مورد دفع مواد زائد در صورت وجود قوانین تدوین شده طبق قانون موجود عمل شود.

تهیه نمونه ادرار:

ویژگی های آنالیتیک کیت :

محدوده اندازه گیری:

این کیت جهت اندازه گیری اگزالات در محدوده 0.05 تا 0.7 میلی مولار طراحی شده و در مواردی که مقدار اگزالات بیش از 0.7 میلی مولار میباشد نمونه باید دقیق و نتیجه در ضریب رقت ضرب گردد.

حساسیت :

حداقل مقدار اگزالات قابل اندازه گیری 0.05 mmol/L می باشد.

عوامل مداخله گر:

گلوکز تا غلظت 50mmol/L، اسید آسکوربیک تا غلظت 16mmol/L و اسید اوریک تا غلظت 5mmol/L باعث تداخل در آزمایش اگزالات نمی شود.

دقت (precision): با استفاده از ادرار نتایج زیر در حرارت 37°C حاصل شده است.

Within run, n=20	Sample1	Sample2	Sample3
Mean (mmol/L)	0.25	0.410	0.55
SD (mmol/L)	0.09	0.011	0.018
CV%	3.6	2.68	3.27

Between run, n=18	Sample1	Sample2	Sample3
Mean (mmol/L)	0.25	0.41	0.55
CV%	4.0	3.65	3.27

مقایسه روش ها :

به منظور مقایسه با متدهای معتبر تعداد 60 نمونه ادرار بیمار را با متد درمان فرازاکو (Y) و یک متد معتبر خارجی (X) مورد آنالیز قرار داده که نتیجه زیر بدست آمد

$$Y=1.035(X) - 0.170 ; r = 0.966$$

مقادیر نرمال:

mmol/24 h	mg/24h	
0.1-0.55	9-49	مردان :
0.08-0.44	7-40	زنان:
0.14-0.45	12-41	کودکان:

SD (mmol/L)	0.10	0.15	0.016
-------------	------	------	-------

محدوده گزارش شده از آنالیز تعدادی نمونه از افراد نرمال گزارش شده توصیه میشود هر آزمایشگاه با توجه به محدوده جغرافیایی خود محدوده نرمال را به دست آورد.

References:

- 1.M.F Laker,A.F.Hofmann. and B.J.D.Meeuse. Clin. Chem. 267 ,827-830 ,1980.
2. Joseph E . Buttery and Peter R. Pannall . Clin.Chem. 33/10,1931-1933 ,1987.
3. Darman faraz Kave Res . Lab . Isfahan , Iran . 2015

لطفادر صورت نیاز با شماره تلفن های 52374132 ، 52374707 - 031 تماس حاصل فرمائید.

آدرس : اصفهان ، شهرک صنعتی سه راه مبارکه، فاز چهارم ، خیابان دهم ، پلاک 7، شرکت درمان فرازاکو

شماره فاکس : 52374254 - 031

E.mail : info@darmanfarazkave.com

WWW.darmanfarazkave.com

